


THRILL[®]
The ultimate in Sanitation & Freezing

急速グラス冷却器 スリル

参考出展

Made in Italy



NO-FREEZE
TECHNOLOGY
PATENTED



-78.5°Cの炭酸ガスで、グラスを殺菌消臭及び冷却

数秒グラスを押し当てるだけで殺菌消臭。さらに数秒グラスを押し当てるとフロースン状態のグラスの完成。

急速グラス冷却器 スリル CUBE

オリジナルロゴが入られます

*別途費用お見積もり



定価 300,000円+税

品番 : TH1
材質 : ステンレススチール (18/10) 、
ポリエチレン
消費電力 : 約56W
付属品 : 本体、ACアダプター、
ガスボンベ用安全バルブ
本体サイズ(約) : 20×20×17cm 5.9kg
箱入サイズ(約) : 29×29×28cm 7.3kg
ロット : 1
生産国 : イタリア

* 別売の液化炭酸ガス用サイフォン管付ボンベが必要になります。
弊社より販売店をご紹介しますのでお問い合わせください。
* 換気の良い場所でご使用ください。



総輸入発売元：コーズ・アンド・カンパニー・リミテッド
〒105-0014 東京都港区芝3-3-9 TEL. 03-5730-1609 FAX 03-5730-1622
URL: <http://www.cornes.co.jp/business/trading/>



NO-FREEZE
TECHNOLOGY
PATENTED


急速グラス冷却器 スリル



- ・片手で簡単プッシュ
- ・噴射時ライトが点灯(白色)し、演出効果有
- ・数秒噴射で殺菌消臭
- ・さらに数秒噴射でフローズングラスの完成
- ・殺菌消臭効果でグラスについた匂いを除去し、飲み物本来の味や香りを楽しめる
- ・事前にグラスを冷却するスペースや時間が不要
- ・充電式電池(鉛蓄電池)で屋外でも使用可能(1回の充電で約5日間使用可能)

THRILL、冷凍庫、氷でグラスを冷やした場合の比較

冷凍庫や氷に比べ、冷却速度が速く、冷却効果が持続する



*メーカーによる実験データ

殺菌効果実験

微生物

Inoculated microorganism

	THRILL使用前 Pre-treatment	THRILL使用后 Post-treatment	
Salmonella enteritidis(腸炎菌)	9 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 88 %)	88%以下に減少
Staphylococcus aureus(黄色ブドウ球菌)	6 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 83 %)	83%以下に減少
Escherichia coli(大腸菌)	8 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 87 %)	87%以下に減少
Penicillium nalgiovense(カビ菌の一種)	2 x 10 ²	1 x 10 ² (> 83%)	83%以下に減少
Listeria innocua (真正細菌)	5 x 10 ⁴	1 x 10 ³ (> 80 %)	80%以下に減少
Pseudomonas putida (ブチダ菌)	3 x 10 ⁵	1 x 10 ⁵ (> 66 %)	66%以下に減少
Brettanomyces bruxellensis (酵母菌)	2 x 10 ²	< 1 x 10 ² (> 50 %)	50%以下に減少

* Certificate of analysis N. 154 / MC (07.15.2014) issued by the Department of Food Science, University of Udine
上記データはウーディネ大学食品化学科発行によるものです